

## I-Vision

- Hauteur suggérée de l'assise de l'appareil à partir du sol : 30"
- Dégagement au-dessus de l'appareil : minimum de 16"
- Dégagement de chaque côté de l'appareil : environ 10" (recommandé)
- Poids de l'appareil : 175 lb (80 kg)



### Items requis à proximité du lieu d'installation de l'appareil

- 1 prise électrique
- 1 prises réseaux (prise DSL)

## V-Assyst

- Hauteur suggérée de l'assise de l'appareil à partir du sol : 40"
- 1 écran 22"
- 1 mini-ordinateur installé derrière l'écran
- Surface de travail minimum :
  - 2 stations de préparation : 20" x 24"
  - 4 stations de préparation : 20' x 48"



### Items requis près de chaque poste V-Assyst

- 1 prise électrique
- 1 prise réseau (prise DSL)
- 1 barre de surtension (« power bar ») fournie par Rx-V

**Dimension plateaux de montage/préparation : longueur : 10-3/8" (265mm), largeur : 9-1/16" (232mm), hauteur : 7/8" (23 mm)**

